


INTRODUCING

かんたんにもっと広く

最大 **21mm** ワイドスキャン  
スマートデノイズ<sup>1,2</sup>



画像提供：三田村 佳典 先生（徳島大学眼科学教室教授）

## 広角 OCT 撮影用アタッチメントレンズ WA-1 と Smart Denoise のご紹介

マルチモダルイメージングである Triton /Triton plus に新たなアイテムが追加されます。


広角 OCT 撮影用アタッチメントレンズ WA-1 は、対物レンズにかんたんに装着でき、**21mm** のラインスキャン、ラジアルスキャン、3D スキャン、OCT-A 画像が取得可能で、従来の操作感のまま短時間で広角撮影が可能になりました。

また、IMAGEnet6 に追加される **Smart Denoise** は、トプコン独自のノイズ除去技術により、3D スキャンで撮影した B-scan および OCT-A 画像が従来より鮮明<sup>3</sup>に描写されます。

<sup>1</sup>IMAGEnet6 の付帯機能である Smart Denoise を指します。お使い頂くには IMAGEnet6 の購入が必要です。

<sup>2</sup>Smart Denoise は 3D スキャンで撮影した B-Scan 画像（最大 12mm x 9mm）および、3mm x 3mm、6mm x 6mm、9mm x 9mm の OCT-A 画像が対象です。

<sup>3</sup>BEFORE/AFTER Smart Denoise 画像の通り



BEFORE Smart Denoise



AFTER Smart Denoise

NEW

## 広角 OCT 撮影用アタッチメントレンズ WA-1



最大スキャン幅  
21mm 広角 OCT 撮影



広角 OCT 撮影を追加することで  
より多彩な検査ルーチンに  
対応可能



取り付けかんたん  
アタッチメントレンズ



21mm エリアの広角 OCT-A。  
一度で眼底周辺部の  
撮影が可能

NEW

## Smart Denoise



AI によるトプコン独自の  
画像処理技術<sup>4</sup>  
ノイズの少ない高画質画像<sup>3</sup>



最大 9mm x 9mm<sup>5</sup>  
のエリアをデノイズ



B-scan 画像にも適用可能。  
3D スキャンでも高画質  
B-scan で観察可能



Smart Denoise の  
オンオフはワンクリックで  
かんたん操作

販売名：3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton 医療機器認証番号：226AABZX00146000  
販売名：眼科データ管理システム IMAGEnet6 医療機器認証番号：227AABZX00081000

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

<sup>4</sup>あらかじめ学習したノイズパターンに従ってノイズを選択的に除去する技術のことで、  
<sup>5</sup>Smart Denoise は 12mm x 12mm、21mm x 21mm の OCT-A 画像には非対応です。  
\* 「plus」は 3次元眼底像撮影装置 DRI OCT Triton のカタログ記号です。  
\* 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。  
\* 広角 OCT 撮影用アタッチメントレンズ WA-1 は別売付属品です。  
\* OCT-A は IMAGEnet6 との組み合わせにより撮影が可能です。  
また、OCT-A ソフトウェアは別売オプションです。

株式会社トプコンメディカルジャパン ホームページ <https://topconhealthcare.co.jp>

本社 TEL.(03)5915-1800 仙台営業所 TEL.(022)722-0637 名古屋営業所 TEL.(052)934-0761 福岡営業所 TEL.(092)483-3751  
カスタマーサポート部 TEL.(03)5915-1621 首都圏営業部 TEL.(03)6867-0123 大阪営業所 TEL.(06)7659-2904  
サービス部 TEL.(03)5915-1621 関東広域営業 TEL.(03)6867-0123 広島営業所 TEL.(082)294-8971  
札幌営業所 TEL.(011)520-2150 横浜事務所 TEL.(045)949-3600 松山営業所 TEL.(089)969-1427



株式会社トプコン



EC9711081

製造販売 株式会社トプコン

本社・アイケア事業本部  
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1 TEL. (03)3558-2506  
<https://topconhealthcare.jp/ja/>

TOPCON Healthcare

MO00158J-2