


# 眼内プローブ

IRIDEX® Vitreoretinal  
Instrumentation & Consumables



## ステップアングル

先端が徐々に細くなっているデザイン



## アジャスタブル & インチューイティブ

ハンドピース上のボタンをスライドすると、ファイバーが曲がりながら伸長



フィンガータイプ (F)



サムタイプ (T)




## 照明付きレーザープローブ



直



曲



## 眼内プローブ一覧

ニードル最大径	品名	直/曲	照明タイプ	コード
20G	20G直	直	—	10562
23G	23G直	直	—	14390
	23G直 照明付きフラッシュチップ	直	フラッシュチップ	14540
25G	25G直	直	—	13920
	25-30G曲 ステップアングル	曲	—	14120
	25G アジャスタブル&インチューイティブ(F)	直&曲	—	14574F
	25G アジャスタブル&インチューイティブ(T)	直&曲	—	14574T
	25G直 照明付きフラッシュチップ	直	フラッシュチップ	14490
	25-27G曲 照明付きステップアングル	曲	フラッシュチップ	14560

※接続可能な機器：ソリッドステートグリーンレーザー オキュライト GLx  
 ビュアイエロー・レーザー光凝固装置 IQ577  
 グリーンレーザー光凝固装置 IQ532

※1箱6本入りです。

照明機能付き

販売名：眼内プローブ  
 医療機器承認番号：22200BZX00519000  
 製造販売業者：ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

販売名：ビューアイエロー・レーザー光凝固装置 IQ577  
 医療機器承認番号：22300BZX00204000  
 製造販売業者：ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

販売名：ソリッドステートグリーンレーザー オキュライト GLx  
 医療機器承認番号：21000BZY00690000  
 製造販売業者：ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

販売名：グリーンレーザー光凝固装置 IQ532  
 医療機器承認番号：22500BZX00168000  
 製造販売業者：ディーマー・メディカル・ジャパン株式会社

※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。  
 ※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良の為予告なく変更されることがあります。

### 注意

正しく安全にお使いいただくため、  
 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

## 株式会社トプコンメディカルジャパン

ホームページ <https://topconhealthcare.co.jp>

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 ..... TEL.(03)5915-1800  
 ICT事業推進部 TEL.(03)5915-1804 仙台営業所 TEL.(022)722-0637 広島営業所 TEL.(082)294-8971  
 カスタマーサポート部 TEL.(03)5915-1621 横浜営業所 TEL.(045)949-3600 松山営業所 TEL.(089)969-1427  
 東京営業所 TEL.(03)6867-0123 名古屋営業所 TEL.(052)934-0761 福岡営業所 TEL.(092)483-3751  
 札幌営業所 TEL.(011)520-2150 大阪営業所 TEL.(06)7659-2904